
PRODUKTDATENBLATT**RubyC****(ZM-C-10xFRu)**

RubyC ist ausschließlich zur Verwendung in der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung bestimmt.

RubyC sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch für Messungen mit dem **AcCellerator Ruby** und den dafür vorgesehenen Pufferlösungen bestimmt.

Hersteller und Lieferant

ZELMECHANIK DRESDEN GmbH

Tatzberg 47/49

01307 Dresden

Tel: +49 (0) 351 41884430

Fax: +49 (0) 351 41884439

Email: info@zellmechanik.com

www.zellmechanik.com

Produktbeschreibung

Mikrofluidische Chips aus COC (Cycloolefin-Copolymer).

Lagerung und Verwendbarkeitsdauer

Trocken, dunkel und staubfrei lagern bei 20 °C bis 30 °C. Nicht Temperaturen über 40 °C oder unter 15 °C aussetzen.

Eingeschweißt mindestens 6 Monate nach Lieferung verwendbar.

Nach Packungsanbruch mindestens 30 Tage verwendbar. Verwendbarkeit nach Packungsanbruch erhöht sich bei Lagerung in Schutzatmosphäre, beispielsweise in Stickstoff.

Verwendungshinweise

Ausschließlich zur Einmalbenutzung. Entsorgung entsprechend der lokal geltenden Regularien und probenabhängigen Sicherheitsbestimmungen.

Arbeitsschutzhinweise

Bei Handhabung persönliche Schutzbekleidung mindestens bestehend aus undurchlässigen **Handschuhen, Schutzbrille** sowie **Arbeitsschutzbekleidung** tragen.

Arbeitgeber sollen diese Information lediglich als Ergänzung zur eigenen Einschätzung der Arbeitssicherheit betrachten und unabhängig über die Anwendbarkeit entscheiden, sodass die richtige Anwendung und damit die Gesundheit und Sicherheit der Angestellten gewährleistet ist. Diese Information beinhaltet keine gesetzliche Garantie und jeglicher Gebrauch des Produktes abweichend von der vorgesehenen Nutzung für Messungen mit dem **AcCellerator Ruby**, oder der Gebrauch in Kombination mit irgendeinem anderen Produkt oder Prozess liegt allein in der Verantwortung des Anwenders.